

CHIROGUN NADELROLLER

Sicherheitsinformationen · Safety information · Consignes de sécurité · Informazioni di sicurezza ·
Información de seguridad · Veiligheidsinformatie · Informacje o bezpieczeństwie · Bezpečnostní
informace · Bezpečnostné informácie

DE	Deutsch	Sicherheitsinformationen	2
EN	English	Safety information	4
FR	Français	Consignes de sécurité	6
IT	Italiano	Informazioni di sicurezza	8
ES	Español	Información de seguridad	10
NL	Nederlands	Veiligheidsinformatie	12
PL	Polski	Informacje o bezpieczeństwie	14
CS	Čeština	Bezpečnostní informace	16
SK	Slovenčina	Bezpečnostné informácie	18

Variante / Variant	Artikelnummer / Item number	EAN
–	10203124	7649995881046

SICHERHEITSINFORMATIONEN

ChiroGun Nadelroller – Nadelroller zur Hautstimulation



Bitte vor der ersten Anwendung vollständig lesen und zusammen mit dem Produkt aufbewahren. Gib diese Hinweise weiter, wenn du das Produkt an andere weitergibst.



Bestimmungsgemäße Verwendung

- Zur sanften Stimulation der Haut an Armen, Beinen und Rücken bei Erwachsenen.
- Kein Medizinprodukt. Ersetzt keine ärztliche oder physiotherapeutische Behandlung.
- Nur für die persönliche Anwendung – aus hygienischen Gründen nicht mit anderen teilen.



Nicht anwenden – oder nur nach Rücksprache mit dem Arzt – bei

- offenen Wunden, Verletzungen, Entzündungen, Sonnenbrand oder gereizter Haut
- Hauterkrankungen wie Ekzemen, Schuppenflechte, Akne oder Infektionen
- Muttermalen, Warzen oder Narben an der Stelle
- Krampfadern, Venenerkrankungen, Blutgerinnungsstörungen oder Einnahme blutverdünnender Medikamente
- Diabetes mit Empfindungsstörungen, in der Schwangerschaft oder bei anderen Vorerkrankungen



Bei der Anwendung

- Nicht im Gesicht, am Hals, an Schleimhäuten, im Intimbereich oder über Knochen und Gelenke rollen.
- Nur leichten Druck ausüben. Bei Rötung, Brennen, Schmerzen oder kleinen Blutungen sofort aufhören.
- Verborgene oder beschädigte Nadeln: Produkt nicht mehr verwenden.



Kinder

- Kein Spielzeug. Für Kinder unerreichbar aufbewahren – Verletzungsgefahr durch spitze Nadeln.



Hygiene

- Vor und nach jeder Anwendung reinigen und vollständig trocknen lassen.

MATERIAL

Metallnadeln mit leicht abgerundeten Spitzen, Griff aus Holz.

HERSTELLER UND VERANTWORTLICHE PERSON

Hersteller

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Schweiz
info@mineshop.ch

Verantwortliche Person in der EU

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Deutschland
info@mineshop.de

Diese Sicherheitsinformationen gehören zum Produkt. Bitte aufbewahren. Stand: 10/2026

SAFETY INFORMATION

ChiroGun Needle Roller – Needle roller for skin stimulation



Please read completely before first use and keep with the product. Pass this information on if you give the product to someone else.



Intended use

- For gentle skin stimulation on the arms, legs and back of adults.
- Not a medical device. Does not replace treatment by a doctor or physiotherapist.
- For personal use only – do not share with others, for hygiene reasons.



Do not use – or only after consulting a doctor – if you

- have open wounds, injuries, inflammation, sunburn or irritated skin
- have skin conditions such as eczema, psoriasis, acne or infections
- have moles, warts or scars at the site
- have varicose veins, vein disorders or a blood clotting disorder, or take blood-thinning medication
- have diabetes with impaired sensation or other pre-existing conditions, or are pregnant



During use

- Do not roll on the face, neck, mucous membranes or intimate area, or over bones and joints.
- Apply light pressure only. Stop immediately in case of redness, burning, pain or slight bleeding.
- Bent or damaged needles: stop using the product.



Children

- Not a toy. Keep out of reach of children – risk of injury from sharp needles.



Hygiene

- Clean before and after each use and let it dry completely.

MATERIAL

Metal needles with slightly rounded tips, wooden handle.

MANUFACTURER AND RESPONSIBLE PERSON

Manufacturer

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Switzerland
info@mineshop.ch

Responsible person in the EU

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Germany
info@mineshop.de

This safety information belongs with the product. Please keep it. Version: 10/2026

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ChiroGun Rouleau à aiguilles – Rouleau à aiguilles pour la stimulation cutanée



Veuillez lire entièrement avant la première utilisation et conserver avec le produit. Transmettez ces consignes si vous cédez le produit à une autre personne.



Utilisation prévue

- Pour la stimulation douce de la peau des bras, des jambes et du dos chez l'adulte.
- Ceci n'est pas un dispositif médical. Ne remplace pas un traitement médical ou de kinésithérapie.
- Pour un usage personnel uniquement – ne pas partager avec d'autres personnes, pour des raisons d'hygiène.



Ne pas utiliser – ou seulement après avis d'un médecin – en cas de

- plaies ouvertes, blessures, inflammations, coup de soleil ou peau irritée
- maladies de peau comme l'eczéma, le psoriasis, l'acné ou des infections
- grains de beauté, verrues ou cicatrices sur la zone
- varices, maladies veineuses, troubles de la coagulation ou prise de médicaments anticoagulants
- diabète avec troubles de la sensibilité, grossesse ou autres maladies préexistantes



Pendant l'utilisation

- Ne pas rouler sur le visage, le cou, les muqueuses, la zone intime ni sur les os et les articulations.
- N'exercer qu'une légère pression. Arrêter immédiatement en cas de rougeur, brûlure, douleur ou petits saignements.
- Aiguilles tordues ou endommagées : ne plus utiliser le produit.



Enfants

- Ceci n'est pas un jouet. Conserver hors de portée des enfants – risque de blessure par les aiguilles pointues.



Hygiène

- Nettoyer avant et après chaque utilisation et laisser sécher complètement.

MATÉRIAU

Aiguilles métalliques aux pointes légèrement arrondies, manche en bois.

FABRICANT ET PERSONNE RESPONSABLE

Fabricant

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Suisse
info@mineshop.ch

Personne responsable dans l'UE

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Allemagne
info@mineshop.de

Ces consignes de sécurité font partie du produit. Veuillez les conserver. Version : 10/2026

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

ChiroGun Rullo ad aghi – Rullo ad aghi per stimolare la pelle



Leggi queste informazioni per intero prima del primo utilizzo e conservale insieme al prodotto. Se cedi il prodotto ad altri, consegna anche queste avvertenze.



Uso previsto

- Per la stimolazione delicata della pelle di braccia, gambe e schiena negli adulti.
- Non è un dispositivo medico. Non sostituisce trattamenti medici o fisioterapici.
- Solo per uso personale – per motivi igienici non condividerlo con altri.



Non usare – o solo dopo aver consultato il medico – in caso di

- ferite aperte, lesioni, infiammazioni, scottature solari o pelle irritata
- malattie della pelle come eczema, psoriasi, acne o infezioni
- nei, verruche o cicatrici nella zona interessata
- vene varicose, malattie venose, disturbi della coagulazione o assunzione di farmaci anticoagulanti
- diabete con disturbi della sensibilità, gravidanza o altre malattie preesistenti



Durante l'uso

- Non passare il rullo su viso, collo, mucose, zona intima, ossa o articolazioni.
- Premi solo leggermente. In caso di arrossamento, bruciore, dolore o piccoli sanguinamenti interrompi subito.
- Aghi piegati o danneggiati: non usare più il prodotto.



Bambini

- Non è un giocattolo. Conserva fuori dalla portata dei bambini – pericolo di lesioni dovute agli aghi appuntiti.



Igiene

- Pulisci prima e dopo ogni uso e lascia asciugare completamente.

MATERIALE

Aghi in metallo con punte leggermente arrotondate, manico in legno.

FABBRICANTE E PERSONA RESPONSABILE

Fabbricante

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Svizzera
info@mineshop.ch

Persona responsabile nell'UE

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Germania
info@mineshop.de

Queste informazioni di sicurezza fanno parte del prodotto. Conservare. Versione: 10/2026

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ChiroGun Rodillo de agujas – Rodillo de agujas para estimular la piel



Lee esta información completa antes del primer uso y guárdala junto con el producto. Si das el producto a otra persona, entrégale también estas indicaciones.



Uso previsto

- Para la estimulación suave de la piel de brazos, piernas y espalda en adultos.
- No es un producto sanitario. No sustituye a un tratamiento médico ni de fisioterapia.
- Solo para uso personal: por motivos de higiene, no lo compartas con otras personas.



No lo uses —o hazlo solo tras consultar al médico— en caso de

- heridas abiertas, lesiones, inflamación, quemaduras solares o piel irritada
- enfermedades de la piel como eccema, psoriasis, acné o infecciones
- lunares, verrugas o cicatrices en la zona
- varices, enfermedades venosas, trastornos de la coagulación o toma de medicamentos anticoagulantes
- diabetes con alteraciones de la sensibilidad, embarazo u otras enfermedades previas



Durante el uso

- No lo pases por la cara, el cuello, las mucosas ni la zona íntima, ni sobre huesos y articulaciones.
- Aplica solo una presión suave. Si notas enrojecimiento, ardor, dolor o pequeños sangrados, para de inmediato.
- Si las agujas están dobladas o dañadas, deja de usar el producto.



Niños

- No es un juguete. Guárdalo fuera del alcance de los niños: riesgo de lesiones por las agujas puntiagudas.



Higiene

- Límpialo antes y después de cada uso y deja que se seque por completo.

MATERIAL

Agujas metálicas de punta ligeramente redondeada, mango de madera.

FABRICANTE Y PERSONA RESPONSABLE

Fabricante

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Suiza
info@mineshop.ch

Persona responsable en la UE

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Alemania
info@mineshop.de

Esta información de seguridad forma parte del producto. Guárdala. Versión: 10/2026

VEILIGHEIDSINFORMATIE

ChiroGun Naaldroller – Naaldroller voor huidstimulatie



Lees dit vóór het eerste gebruik volledig door en bewaar het bij het product. Geef deze instructies mee als je het product aan iemand anders geeft.



Beoogd gebruik

- Voor zachte stimulatie van de huid van armen, benen en rug bij volwassenen.
- Geen medisch hulpmiddel. Vervangt geen medische of fysiotherapeutische behandeling.
- Alleen voor persoonlijk gebruik – om hygiënische redenen niet met anderen delen.



Niet gebruiken – of alleen na overleg met een arts – bij

- open wonden, verwondingen, ontstekingen, zonnebrand of geïrriteerde huid
- huidaandoeningen zoals eczeem, psoriasis, acne of infecties
- moedervlekken, wratten of littekens op de betreffende plek
- spataderen, aandoeningen van de aderen, bloedstollingsstoornissen of gebruik van bloedverdünnende medicijnen
- diabetes met gevoelsstoornissen, tijdens de zwangerschap of bij andere bestaande aandoeningen



Tijdens het gebruik

- Niet op het gezicht, de hals, slijmvliezen, de intieme zone of over botten en gewrichten rollen.
- Alleen lichte druk uitoefenen. Bij roodheid, branderig gevoel, pijn of kleine bloedingen direct stoppen.
- Verbogen of beschadigde naalden: product niet meer gebruiken.



Kinderen

- Geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen bewaren – verwondingsgevaar door puntige naalden.



Hygiëne

- Vóór en na elk gebruik reinigen en volledig laten drogen.

MATERIAAL

Metalen naalden met licht afgeronde punten, handvat van hout.

FABRIKANT EN VERANTWOORDELIJKE PERSOON

Fabrikant

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Zwitserland
info@mineshop.ch

Verantwoordelijke persoon in de EU

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Duitsland
info@mineshop.de

Deze veiligheidsinformatie hoort bij het product. Goed bewaren. Versie: 10/2026

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

ChiroGun Roller igłowy – Roller igłowy do stymulacji skóry



Przed pierwszym użyciem przeczytaj w całości i przechowuj razem z produktem. Przekazując produkt innym osobom, dołącz te wskazówki.



Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- Do delikatnej stymulacji skóry rąk, nóg i pleców u dorosłych.
- Nie jest wyrobem medycznym. Nie zastępuje leczenia lekarskiego ani fizjoterapeutycznego.
- Wyłącznie do użytku osobistego – ze względów higienicznych nie udostępniać innym.



Nie stosować – lub tylko po konsultacji z lekarzem – w przypadku

- otwartych ran, urazów, stanów zapalnych, oparzeń słonecznych lub podrażnionej skóry
- chorób skóry, takich jak egzema, łuszczyca, trądzik lub infekcje
- znamion, brodawek lub blizn w danym miejscu
- żylaków, chorób żył, zaburzeń krzepnięcia krwi lub przyjmowania leków przeciwzakrzepowych
- cukrzycy z zaburzeniami czucia, ciąży lub innych istniejących schorzeń



Podczas użytkowania

- Nie rolować po twarzy, szyi, błonach śluzowych, okolicach intymnych ani po kościach i stawach.
- Stosować tylko lekki nacisk. W razie zaczerwienienia, pieczenia, bólu lub drobnych krwawień natychmiast przerwać.
- Wygięte lub uszkodzone igły: nie używać dalej produktu.



Dzieci

- To nie jest zabawka. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci – ryzyko zranienia ostrymi igłami.



Higiena

- Czyścić przed każdym użyciem i po nim, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

MATERIAŁ

Metalowe igły o lekko zaokrąglonych końcach, uchwyt z drewna.

PRODUCENT I OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Producent

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Szwajcaria
info@mineshop.ch

Osoba odpowiedzialna w UE

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Niemcy
info@mineshop.de

Te informacje o bezpieczeństwie są częścią produktu. Zachowaj je. Wersja: 10/2026

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

ChiroGun Jehličkový váleček – Jehličkový váleček ke stimulaci kůže



Před prvním použitím si tyto informace celé přečtete a uschováte je spolu s výrobkem. Pokud výrobek předáte jiné osobě, předejte jí i tyto pokyny.



Určené použití

- K jemné stimulaci kůže na pažích, nohou a zádech u dospělých.
- Není zdravotnický prostředek. Nenahrazuje lékařskou ani fyzioterapeutickou léčbu.
- Pouze pro osobní použití – z hygienických důvodů jej nesdílejte s ostatními.



Nepoužívejte – nebo jen po konzultaci s lékařem – při

- otevřených ranách, zraněních, zánětech, spálení od slunce nebo podrážděné kůže
- kožních onemocněních, jako jsou ekzémy, lupénka, akné nebo infekce
- znaménkách, bradavicích nebo jizvách v daném místě
- křečových žilách, onemocněních žil, poruchách srážlivosti krve nebo užívání léků na ředění krve
- cukrovce s poruchami citlivosti, v těhotenství nebo jiných stávajících onemocněních



Při používání

- Nerolujte po obličeji, krku, sliznicích, v intimní oblasti ani přes kosti a klouby.
- Vyvíjejte jen mírný tlak. Při zarudnutí, pálení, bolesti nebo drobném krvácení okamžitě přestaňte.
- Ohnuté nebo poškozené jehličky: výrobek již nepoužívejte.



Děti

- Není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí – nebezpečí poranění ostrými jehličkami.



Hygiena

- Před každým použitím i po něm očistěte a nechte zcela uschnout.

MATERIÁL

Kovové jehličky s mírně zaoblenými hroty, dřevěná rukojeť.

VÝROBCE A ODPOVĚDNÁ OSOBA

Výrobce

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Švýcarsko
info@mineshop.ch

Odpovědná osoba v EU

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Německo
info@mineshop.de

Tyto bezpečnostní informace patří k výrobku. Uschovejte je prosím. Verze: 10/2026

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

ChiroGun Ihličkový valček – Ihličkový valček na stimuláciu pokožky



Pred prvým použitím si, prosím, celé prečítajte a uschovajte spolu s výrobkom. Ak výrobok odovzdáte inej osobe, odovzdajte jej aj tieto pokyny.



Určené použitie

- Na jemnú stimuláciu pokožky na rukách, nohách a chrbte u dospelých.
- Nie je zdravotníckou pomôckou. Nenahrádza lekársku ani fyzioterapeutickú liečbu.
- Len na osobné použitie – z hygienických dôvodov ho nepožičiavajte iným.



Nepoužívajte – alebo len po porade s lekárom – pri

- otvorených ranách, poraneniach, zápaloch, spálení od slnka alebo podráždenej pokožke
- kožných ochoreniach, ako sú ekzémy, lupienka, akné alebo infekcie
- znamienkach, bradaviciach či jazvách na danom mieste
- kŕčových žilách, ochoreniach žíl, poruchách zrážanlivosti krvi alebo užívaní liekov na riedenie krvi
- cukrovke s poruchami citlivosti, v tehotenstve alebo pri iných existujúcich ochoreniach



Pri používaní

- Nerolujte po tvári, krku, slizniciach, v intímnej oblasti ani cez kosti a kĺby.
- Tlačte len zľahka. Pri začervenaní, pálení, bolesti alebo drobnom krvácaní okamžite prestaňte.
- Ohnuté alebo poškodené ihličky: výrobok už nepoužívajte.



Deti

- Nie je hračka. Uchovávať mimo dosahu detí – nebezpečenstvo poranenia ostrými ihličkami.



Hygiena

- Pred každým použitím aj po ňom očistite a nechajte úplne vyschnúť.

MATERIÁL

Kovové ihličky s mierne zaoblenými hrotmi, rukoväť z dreva.

VÝROBCA A ZODPOVEDNÁ OSOBA

Výrobca

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Švajčiarsko
info@mineshop.ch

Zodpovedná osoba v EÚ

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Nemecko
info@mineshop.de

Tieto bezpečnostné informácie patria k výrobku. Uchovajte si ich, prosím. Verzia: 10/2026