

CHIROGUN REGENERATIONS STIEFEL

Sicherheitsinformationen · Safety information · Consignes de sécurité · Informazioni di sicurezza ·
Información de seguridad · Veiligheidsinformatie · Informacje o bezpieczeństwie · Bezpečnostní
informace · Bezpečnostné informácie

DE	Deutsch	Sicherheitsinformationen	2
EN	English	Safety information	5
FR	Français	Consignes de sécurité	8
IT	Italiano	Informazioni di sicurezza	11
ES	Español	Información de seguridad	14
NL	Nederlands	Veiligheidsinformatie	17
PL	Polski	Informacje o bezpieczeństwie	20
CS	Čeština	Bezpečnostní informace	23
SK	Slovenčina	Bezpečnostné informácie	26

Größe / Size	Artikelnummer / Item number	EAN
S	10203091	7649995881305
M	10203092	7649995881299
L	10203093	7649995881282

SICHERHEITSINFORMATIONEN

ChiroGun Regenerations Stiefel – Kompressionsstiefel für die Beine



Bitte vor der ersten Anwendung vollständig lesen und zusammen mit dem Produkt aufbewahren. Gib diese Hinweise weiter, wenn du das Produkt an andere weitergibst.



Bestimmungsgemäße Verwendung

- Zur Kompressionsmassage der Beine von Erwachsenen im privaten Bereich, im Sitzen oder Liegen.
- Kein Medizinprodukt. Ersetzt keine ärztliche oder physiotherapeutische Behandlung, auch keine Lymphdrainage.
- Nicht von Kindern benutzen. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten nur unter Aufsicht.



Nicht anwenden – oder nur nach Rücksprache mit dem Arzt – bei

- Thrombose (auch Verdacht), Venenentzündung oder Krampfadern
- Herzschwäche, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck oder Wassereinlagerungen in der Lunge
- Durchblutungsstörungen der Beine (z. B. pAVK) oder Diabetes mit Empfindungsstörungen
- offenen Wunden, Hautentzündungen, Infektionen, frischen Verletzungen oder Brüchen an den Beinen
- Herzschrittmacher oder anderen elektronischen Implantaten
- Schwangerschaft, Tumorerkrankungen oder nach Operationen



Bei der Anwendung

- Nur im Sitzen oder Liegen verwenden, nicht im Stehen, Gehen oder im Schlaf.
- Mit niedrigem Druck beginnen. Bei Schmerzen, Kribbeln, Taubheit, Hautverfärbung oder Schwindel sofort ausschalten.
- Höchstens 60 Minuten am Stück anwenden.
- Nicht über Schmuck, Reißverschlüsse oder harte Gegenstände an Kleidung ziehen.



Elektrische Sicherheit und Akku

- Nur mit dem mitgelieferten Ladekabel und einem 5-V-/2-A-Netzteil laden. Nicht während des Ladens benutzen.
- Steuergerät und Akkus von Wasser fernhalten. Nicht mit nassen Händen bedienen, nicht im Bad benutzen.
- Nicht benutzen, wenn Stiefel, Schläuche, Kabel, Steuergerät oder Akkus beschädigt sind oder heiß werden, rauchen oder ungewöhnlich riechen.
- Nicht öffnen oder selbst reparieren. Akkus nicht kurzschließen, durchstechen oder großer Hitze aussetzen.

**Kinder**

- Kein Spielzeug. Stiefel, Akkus und Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren – Strangulationsgefahr durch Kabel.

**Hitze und Feuer**

- Nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenem Feuer und nicht in praller Sonne laden oder lagern.

MATERIAL

Polyamid (PA) mit TPU-Beschichtung, YKK-Reißverschlüsse, Tasche aus 100 % PET. Steuergeräte mit entnehmbaren Lithium-Ionen-Akkus.

HERSTELLER UND VERANTWORTLICHE PERSON

Hersteller

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Schweiz
info@mineshop.ch

Verantwortliche Person in der EU

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Deutschland
info@mineshop.de

Diese Sicherheitsinformationen gehören zum Produkt. Bitte aufbewahren. Stand: 10/2026

SAFETY INFORMATION

ChiroGun Recovery Boots – Compression boots for the legs



Please read completely before first use and keep with the product. Pass this information on if you give the product to someone else.



Intended use

- For compression massage of adults' legs, for private use, while sitting or lying down.
- Not a medical device. Does not replace treatment by a doctor or physiotherapist, nor lymphatic drainage.
- Not to be used by children. Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities only under supervision.



Do not use – or only after consulting a doctor – if you

- have (suspected) thrombosis, vein inflammation or varicose veins
- have heart failure, cardiovascular disease, high blood pressure or fluid in the lungs
- have circulatory disorders in the legs (e.g. PAD) or diabetes with impaired sensation
- have open wounds, skin inflammation, infections, recent injuries or fractures on your legs
- have a pacemaker or other electronic implant
- are pregnant, have tumours or have had surgery



During use

- Only use sitting or lying down – not while standing, walking or sleeping.
- Start with low pressure. Switch off immediately in case of pain, tingling, numbness, skin discolouration or dizziness.
- Use for no more than 60 minutes at a time.
- Do not put on over jewellery, zips or hard objects on clothing.



Electrical safety and battery

- Only charge with the supplied charging cable and a 5 V/2 A power adapter. Do not use while charging.
- Keep the control unit and batteries away from water. Do not operate with wet hands; do not use in the bathroom.
- Do not use if the boots, hoses, cables, control unit or batteries are damaged, or if they get hot, smoke or smell unusual.
- Do not open or repair them yourself. Do not short-circuit or puncture the batteries or expose them to high heat.



Children

- Not a toy. Keep the boots, batteries and cables out of reach of children – risk of strangulation from cables.



Heat and fire

- Do not charge or store near heat sources or open flames, or in direct sunlight.

MATERIAL

Polyamide (PA) with TPU coating, YKK zips, bag made of 100% PET. Control units with removable lithium-ion batteries.

MANUFACTURER AND RESPONSIBLE PERSON

Manufacturer

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Switzerland
info@mineshop.ch

Responsible person in the EU

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Germany
info@mineshop.de

This safety information belongs with the product. Please keep it. Version: 10/2026

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ChiroGun Bottes de récupération – Bottes de compression pour les jambes



Veuillez lire entièrement avant la première utilisation et conserver avec le produit. Transmettez ces consignes si vous cédez le produit à une autre personne.



Utilisation prévue

- Pour le massage par compression des jambes des adultes, en usage privé, en position assise ou allongée.
- Ceci n'est pas un dispositif médical. Ne remplace pas un traitement médical ou de kinésithérapie, ni un drainage lymphatique.
- Ne doit pas être utilisé par des enfants. Personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites : uniquement sous surveillance.



Ne pas utiliser – ou seulement après avis d'un médecin – en cas de

- thrombose (même suspectée), phlébite ou varices
- insuffisance cardiaque, maladies cardiovasculaires, hypertension ou œdème pulmonaire
- troubles circulatoires des jambes (p. ex. artériopathie oblitérante) ou diabète avec troubles de la sensibilité
- plaies ouvertes, inflammations cutanées, infections, blessures récentes ou fractures aux jambes
- stimulateur cardiaque ou autres implants électroniques
- grossesse, tumeurs ou après une opération



Pendant l'utilisation

- Utiliser uniquement assis ou allongé, pas debout, en marchant ni en dormant.
- Commencer avec une pression faible. En cas de douleur, fourmillements, engourdissement, changement de couleur de la peau ou vertiges, éteindre immédiatement.
- 60 minutes d'affilée au maximum.
- Ne pas enfiler par-dessus des bijoux, des fermetures éclair ou des objets durs sur les vêtements.



Sécurité électrique et batterie

- Charger uniquement avec le câble de charge fourni et un bloc d'alimentation 5 V/2 A. Ne pas utiliser pendant la charge.
- Tenir le boîtier de commande et les batteries à l'écart de l'eau. Ne pas manipuler avec les mains mouillées, ne pas utiliser dans la salle de bain.
- Ne pas utiliser si les bottes, tuyaux, câbles, boîtiers de commande ou batteries sont endommagés, deviennent chauds, fument ou dégagent une odeur inhabituelle.
- Ne pas ouvrir ni réparer soi-même. Ne pas court-circuiter ni percer les batteries, ni les exposer à une forte chaleur.



Enfants

- Ceci n'est pas un jouet. Conserver les bottes, les batteries et les câbles hors de portée des enfants – risque d'étranglement par les câbles.



Chaleur et feu

- Ne pas charger ni ranger près de sources de chaleur ou de flammes nues, ni en plein soleil.

MATÉRIAU

Polyamide (PA) avec revêtement TPU, fermetures éclair YKK, sac en 100 % PET.
Boîtiers de commande avec batteries lithium-ion amovibles.

FABRICANT ET PERSONNE RESPONSABLE

Fabricant

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Suisse
info@mineshop.ch

Personne responsable dans l'UE

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Allemagne
info@mineshop.de

Ces consignes de sécurité font partie du produit. Veuillez les conserver. Version : 10/2026

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

ChiroGun Stivali rigeneranti – Stivali a compressione per le gambe



Leggi queste informazioni per intero prima del primo utilizzo e conservale insieme al prodotto. Se cedi il prodotto ad altri, consegna anche queste avvertenze.



Uso previsto

- Per il massaggio a compressione delle gambe di adulti, per uso privato, in posizione seduta o sdraiata.
- Non è un dispositivo medico. Non sostituisce trattamenti medici o fisioterapici, né il linfodrenaggio.
- Non devono essere usati da bambini. Persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali solo sotto sorveglianza.



Non usare – o solo dopo aver consultato il medico – in caso di

- trombosi (anche sospetta), flebite o vene varicose
- insufficienza cardiaca, malattie cardiovascolari, ipertensione o accumulo di liquidi nei polmoni
- disturbi circolatori delle gambe (ad es. arteriopatia periferica) o diabete con disturbi della sensibilità
- ferite aperte, infiammazioni cutanee, infezioni, lesioni recenti o fratture alle gambe
- pacemaker o altri impianti elettronici
- gravidanza, tumori o dopo interventi chirurgici



Durante l'uso

- Usa solo in posizione seduta o sdraiata, non in piedi, camminando o durante il sonno.
- Inizia con una pressione bassa. In caso di dolore, formicolio, intorpidimento, alterazioni del colore della pelle o capogiri spegni subito.
- Usa al massimo 60 minuti consecutivi.
- Non indossare sopra gioielli, cerniere o oggetti rigidi dei vestiti.



Sicurezza elettrica e batteria

- Ricarica solo con il cavo di ricarica in dotazione e un alimentatore da 5 V/2 A. Non usare durante la ricarica.
- Tieni unità di controllo e batterie lontano dall'acqua. Non azionare con le mani bagnate e non usare in bagno.
- Non usare se stivali, tubi, cavi, unità di controllo o batterie sono danneggiati, si surriscaldano, fumano o emettono odori insoliti.
- Non aprire e non riparare da te. Non cortocircuitare, perforare o esporre a calore elevato le batterie.



Bambini

- Non è un giocattolo. Tieni stivali, batterie e cavi fuori dalla portata dei bambini – pericolo di strangolamento con i cavi.



Calore e fuoco

- Non ricaricare né conservare vicino a fonti di calore o fiamme libere né al sole diretto.

MATERIALE

Poliammide (PA) con rivestimento in TPU, cerniere YKK, borsa in 100 % PET. Unità di controllo con batterie agli ioni di litio estraibili.

FABBRICANTE E PERSONA RESPONSABILE

Fabbricante

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Svizzera
info@mineshop.ch

Persona responsabile nell'UE

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Germania
info@mineshop.de

Queste informazioni di sicurezza fanno parte del prodotto. Conservale. Versione: 10/2026

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ChiroGun Botas Regeneración – Botas de compresión para las piernas



Lee esta información completa antes del primer uso y guárdala junto con el producto. Si das el producto a otra persona, entrégale también estas indicaciones.



Uso previsto

- Para el masaje de compresión de las piernas de adultos en el ámbito privado, en posición sentada o tumbada.
- No es un producto sanitario. No sustituye a un tratamiento médico ni de fisioterapia, tampoco a un drenaje linfático.
- Los niños no deben usarlas. Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas solo deben usarlas bajo supervisión.



No las uses —o hazlo solo tras consultar al médico— en caso de

- trombosis (también si se sospecha), inflamación de las venas o varices
- insuficiencia cardíaca, enfermedades cardiovasculares, hipertensión o líquido en los pulmones
- mala circulación en las piernas (p. ej., arteriopatía periférica) o diabetes con alteraciones de la sensibilidad
- heridas abiertas, inflamación de la piel, infecciones, lesiones recientes o fracturas en las piernas
- marcapasos u otros implantes electrónicos
- embarazo, tumores o tras una operación



Durante el uso

- Úsalas solo en posición sentada o tumbada; no de pie, caminando ni mientras duermes.
- Empieza con una presión baja. Si notas dolor, hormigueo, entumecimiento, cambios de color en la piel o mareo, apágalas de inmediato.
- Úsalas como máximo 60 minutos seguidos.
- No te las pongas sobre joyas, cremalleras u objetos duros de la ropa.



Seguridad eléctrica y batería

- Cárgalas solo con el cable de carga incluido y un cargador de 5 V/2 A. No las uses mientras se cargan.
- Mantén la unidad de control y las baterías alejadas del agua. No las manejes con las manos mojadas ni las uses en el baño.
- No las uses si las botas, los tubos, los cables, la unidad de control o las baterías están dañados, o si se calientan, echan humo o huelen de forma extraña.
- No las abras ni las repares por tu cuenta. No cortocircuites ni perfores las baterías, ni las expongas a un calor intenso.



Niños

- No es un juguete. Guarda las botas, las baterías y los cables fuera del alcance de los niños: riesgo de estrangulamiento por los cables.



Calor y fuego

- No las cargues ni las guardes cerca de fuentes de calor o llamas abiertas, ni a pleno sol.

MATERIAL

Poliamida (PA) con recubrimiento de TPU, cremalleras YKK, bolsa de 100 % PET.
Unidades de control con baterías de iones de litio extraíbles.

FABRICANTE Y PERSONA RESPONSABLE

Fabricante

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Suiza
info@mineshop.ch

Persona responsable en la UE

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Alemania
info@mineshop.de

Esta información de seguridad forma parte del producto. Guárdala. Versión: 10/2026

VEILIGHEIDSINFORMATIE

ChiroGun Regeneratielaarzen – Compressielaarzen voor de benen



Lees dit vóór het eerste gebruik volledig door en bewaar het bij het product. Geef deze instructies mee als je het product aan iemand anders geeft.



Beoogd gebruik

- Voor compressiemassage van de benen van volwassenen, voor privégebruik, zittend of liggend.
- Geen medisch hulpmiddel. Vervangt geen medische of fysiotherapeutische behandeling, ook geen lymfedrainage.
- Niet door kinderen laten gebruiken. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens alleen onder toezicht.



Niet gebruiken – of alleen na overleg met een arts – bij

- trombose (ook bij vermoeden), aderontsteking of spataderen
- hartfalen, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk of vocht in de longen
- doorbloedingsstoornissen in de benen (bijv. etalagebenen) of diabetes met gevoelsstoornissen
- open wonden, huidontstekingen, infecties, recente verwondingen of botbreuken aan de benen
- een pacemaker of andere elektronische implantaten
- zwangerschap, tumoren of na operaties



Tijdens het gebruik

- Alleen zittend of liggend gebruiken, niet staand, lopend of tijdens het slapen.
- Met lage druk beginnen. Bij pijn, tintelingen, gevoelloosheid, verkleuring van de huid of duizeligheid direct uitschakelen.
- Maximaal 60 minuten achter elkaar gebruiken.
- Niet aantrekken over sieraden, ritsen of harde voorwerpen aan kleding.



Elektrische veiligheid en accu

- Alleen opladen met de meegeleverde laadkabel en een netadapter van 5 V/2 A. Niet gebruiken tijdens het opladen.
- Bedieningseenheid en accu's uit de buurt van water houden. Niet met natte handen bedienen, niet in de badkamer gebruiken.
- Niet gebruiken als laarzen, slangen, kabels, bedieningseenheid of accu's beschadigd zijn of heet worden, roken of vreemd ruiken.
- Niet openen of zelf repareren. Accu's niet kortsluiten, doorboren of blootstellen aan grote hitte.



Kinderen

- Geen speelgoed. Laarzen, accu's en kabels buiten bereik van kinderen bewaren – gevaar voor wurging door kabels.



Hitte en vuur

- Niet opladen of bewaren in de buurt van warmtebronnen of open vuur en niet in de volle zon.

MATERIAAL

Polyamide (PA) met TPU-coating, YKK-ritsen, tas van 100 % PET.
Bedieningseenheden met uitneembare lithium-ionaccu's.

FABRIKANT EN VERANTWOORDELIJKE PERSOON

Fabrikant

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Zwitserland
info@mineshop.ch

Verantwoordelijke persoon in de EU

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Duitsland
info@mineshop.de

Deze veiligheidsinformatie hoort bij het product. Goed bewaren. Versie: 10/2026

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

ChiroGun Buty regeneracyjne – Buty kompresyjne na nogi



Przed pierwszym użyciem przeczytaj w całości i przechowuj razem z produktem. Przekazując produkt innym osobom, dołącz te wskazówki.



Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- Do masażu kompresyjnego nóg u dorosłych, do użytku prywatnego, na siedząco lub na leżąco.
- Nie jest wyrobem medycznym. Nie zastępuje leczenia lekarskiego ani fizjoterapeutycznego, także drenażu limfatycznego.
- Nie może być używane przez dzieci. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych – tylko pod nadzorem.



Nie stosować – lub tylko po konsultacji z lekarzem – w przypadku

- zakrzepicy (także jej podejrzenia), zapalenia żył lub żylaków
- niewydolności serca, chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia tętniczego lub obrzęku płuc
- zaburzeń krążenia w nogach (np. miażdżycy tętnic kończyn dolnych) lub cukrzycy z zaburzeniami czucia
- otwartych ran, stanów zapalnych skóry, infekcji, świeżych urazów lub złamań nóg
- rozrusznika serca lub innych implantów elektronicznych
- ciąży, chorób nowotworowych lub po operacjach



Podczas użytkowania

- Używać tylko na siedząco lub na leżąco, nie na stojąco, podczas chodzenia ani podczas snu.
- Zaczynać od niskiego ciśnienia. W razie bólu, mrowienia, drętwienia, zmiany zabarwienia skóry lub zawrotów głowy natychmiast wyłączyć.
- Stosować maksymalnie 60 minut bez przerwy.
- Nie zakładać na biżuterię, zamki błyskawiczne ani twarde elementy odzieży.



Bezpieczeństwo elektryczne i akumulator

- Ładować tylko dołączonym kablem do ładowania i zasilaczem 5 V/2 A. Nie używać podczas ładowania.
- Trzymać jednostkę sterującą i akumulatory z dala od wody. Nie obsługiwać mokrymi rękami, nie używać w łazience.
- Nie używać, jeśli buty, wężyki, kabel, jednostka sterująca lub akumulatory są uszkodzone albo stają się gorące, dymią lub nietypowo pachną.
- Nie otwierać ani nie naprawiać samodzielnie. Nie zwierać akumulatorów, nie przebijać ich ani nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury.

**Dzieci**

- To nie jest zabawka. Buty, akumulatory i kable przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci – ryzyko uduszenia przez zaciśnięcie kabla.

**Wysoka temperatura i ogień**

- Nie ładować ani nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia ani na pełnym słońcu.

MATERIAŁ

Poliamid (PA) z powłoką TPU, zamki błyskawiczne YKK, torba ze 100 % PET. Jednostki sterujące z wyjmowanymi akumulatorami litowo-jonowymi.

PRODUCENT I OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Producent

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Szwajcaria
info@mineshop.ch

Osoba odpowiedzialna w UE

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Niemcy
info@mineshop.de

Te informacje o bezpieczeństwie są częścią produktu. Zachowaj je. Wersja: 10/2026

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

ChiroGun Regenerační návleky – Kompresní návleky na nohy



Před prvním použitím si tyto informace celé přečtěte a uschovejte je spolu s výrobkem. Pokud výrobek předáte jiné osobě, předejte jí i tyto pokyny.



Určené použití

- Ke kompresní masáži nohou dospělých osob pro soukromé použití, vsedě nebo vleže.
- Není zdravotnický prostředek. Nenahrazuje lékařskou ani fyzioterapeutickou léčbu, ani lymfodrenáž.
- Nesmí používat děti. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze pod dohledem.



Nepoužívejte – nebo jen po konzultaci s lékařem – při

- trombóze (i při podezření), zánětu žil nebo křečových žilách
- srdeční nedostatečnosti, onemocněních srdce a cév, vysokém krevním tlaku nebo otoku plic
- poruchách prokrvení nohou (např. ICHDK) nebo cukrovce s poruchami citlivosti
- otevřených ranách, zánětech kůže, infekcích, čerstvých zraněních nebo zlomeninách na nohou
- implantovaném kardiostimulátoru nebo jiných elektronických implantátech
- těhotenství, nádorových onemocněních nebo po operacích



Při používání

- Používejte pouze vsedě nebo vleže, ne ve stoje, při chůzi ani ve spánku.
- Začněte s nízkým tlakem. Při bolesti, brnění, necitlivosti, změně barvy kůže nebo závratí okamžitě vypněte.
- Používejte nejvýše 60 minut v kuse.
- Nenavlekejte přes šperky, zipy ani tvrdé předměty na oblečení.



Elektrická bezpečnost a akumulátor

- Nabíjejte pouze dodaným nabíjecím kabelem a síťovým adaptérem 5 V / 2 A. Během nabíjení nepoužívejte.
- Řídicí jednotku a akumulátory chraňte před vodou. Neovládejte mokřýma rukama, nepoužívejte v koupelně.
- Nepoužívejte, jsou-li návleky, hadičky, kabely, řídicí jednotka nebo akumulátory poškozené nebo se přehřívají, kouří či neobvykle zapáchají.
- Neotvírejte ani sami neopravujte. Akumulátory nezkratujte, nepropichujte ani nevystavujte vysokým teplotám.

**Děti**

- Není hračka. Návleky, akumulátory a kabely uchovávejte mimo dosah dětí – nebezpečí uškrcení kabelem.

**Horko a oheň**

- Nenabíjejte ani neskladujte v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně ani na přímém slunci.

MATERIÁL

Polyamid (PA) s povrchovou úpravou TPU, zipy YKK, taška ze 100 % PET. Řídící jednotky s vyjímatelnými lithium-iontovými akumulátory.

VÝROBCE A ODPOVĚDNÁ OSOBA

Výrobce

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Švýcarsko
info@mineshop.ch

Odpovědná osoba v EU

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Německo
info@mineshop.de

Tyto bezpečnostní informace patří k výrobku. Uchovejte je prosím. Verze: 10/2026

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

ChiroGun Regeneračné čižmy – Kompresné čižmy na nohy



Pred prvým použitím si, prosím, celé prečítajte a uschovajte spolu s výrobkom. Ak výrobok odovzdáte inej osobe, odovzdajte jej aj tieto pokyny.



Určené použitie

- Na kompresnú masáž nôh dospelých, na súkromné použitie, v sede alebo v ľahu.
- Nie je zdravotníckou pomôckou. Nenahrádza lekársku ani fyzioterapeutickú liečbu, ani lymfodrenáž.
- Deti nesmú prístroj používať. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami len pod dohľadom.



Nepoužívajte – alebo len po porade s lekárom – pri

- trombóze (aj pri podozrení), zápale žíl alebo kŕčových žilách
- zlyhávaní srdca, ochoreniach srdca a ciev, vysokom krvnom tlaku alebo zadržiavaní vody v pľúcach
- poruchách prekrvenia nôh (napr. ICHDK) alebo cukrovke s poruchami citlivosti
- otvorených ranách, zápaloch kože, infekciách, čerstvých zraneniach alebo zlomeninách na nohách
- kardiostimulátore alebo iných elektronických implantátoch
- tehotenstve, nádorových ochoreniach alebo po operáciách



Pri používaní

- Používajte len v sede alebo v ľahu, nie v stoji, pri chôdzi ani počas spánku.
- Začnite s nízkym tlakom. Pri bolesti, mravčení, znecitlivení, zmene farby kože alebo závrate okamžite vypnite.
- Používajte najviac 60 minút v kuse.
- Nenaťahujte cez šperky, zipsy ani tvrdé predmety na oblečení.



Elektrická bezpečnosť a akumulátor

- Nabíjajte len dodaným nabíjacím káblom a sieťovým adaptérom 5 V/2 A. Počas nabíjania nepoužívajte.
- Riadiacu jednotku a akumulátory chráňte pred vodou. Neovládajte mokrými rukami, nepoužívajte v kúpeľni.
- Nepoužívajte, ak sú čižmy, hadičky, káble, riadiaca jednotka alebo akumulátory poškodené, horúce, dymia alebo nezvyčajne zapáchajú.
- Neotvárajte ani sami neopravujte. Akumulátory neskratujte, neprepichujte ani nevystavujte vysokej teplote.

**Deti**

- Nie je hračka. Čižmy, akumulátory a káble uchovávajte mimo dosahu detí – nebezpečenstvo uškrtenia káblom.

**Teplo a oheň**

- Nenabíjajte ani neskladujte v blízkosti zdrojov tepla či otvoreného ohňa ani na priamom slnku.

MATERIÁL

Polyamid (PA) s povrchovou úpravou TPU, zipsy YKK, taška zo 100 % PET. Riadiace jednotky s vyberateľnými lítium-iónovými akumulátormi.

VÝROBCA A ZODPOVEDNÁ OSOBA

Výrobca

mineshop.ch GmbH
Nebikerstrasse 38
6247 Schötz
Švajčiarsko
info@mineshop.ch

Zodpovedná osoba v EÚ

mineShop GmbH
Schlesierstraße 1
61137 Schöneck
Nemecko
info@mineshop.de

Tieto bezpečnostné informácie patria k výrobku. Uschovajte si ich, prosím. Verzia: 10/2026